

液体移送用ジャー(蓋付き)



- 低圧移送用です
- チューブの挿入は、片方は蓋上面まで、もう片方は容器内部まで差し込み可能です
- ポートをふさぐ密閉用キャップもございます(別売り、35ページ)

|   | 品番              | 品名              | ポート                | 容器直径×<br>蓋含む高さ<br>(mm) | 付属蓋サイズ | 最大耐圧(38℃時)      | 単体品番                               |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------|-----------------|------------------------------------|
| A | 101-0060-053-20 | 液体移送用ジャー、60ml   | (2ヶ)外径1/8"チューブ用ポート | 50.5×65.0              | 53mm   | 68.95kPa(10PSI) | 容器のみ 100-0060-01<br>蓋のみ 600-053-20 |
|   | 101-0060-053-28 | 液体移送用ジャー、60ml   | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | 50.5×69.0              | 53mm   | 68.95kPa(10PSI) | 容器のみ 100-0060-01<br>蓋のみ 600-053-28 |
| B | 101-0090-053-20 | 液体移送用ジャー、90ml   | (2ヶ)外径1/8"チューブ用ポート | 50.3×84.0              | 53mm   | 68.95kPa(10PSI) | 容器のみ 100-0090-01<br>蓋のみ 600-053-20 |
|   | 101-0090-053-28 | 液体移送用ジャー、90ml   | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | 50.3×88.0              | 53mm   | 68.95kPa(10PSI) | 容器のみ 100-0090-01<br>蓋のみ 600-053-28 |
|   | 101-0120-070-20 | 液体移送用ジャー、120ml  | (2ヶ)外径1/8"チューブ用ポート | 66.3×73.0              | 70mm   | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0120-01<br>蓋のみ 600-070-20 |
|   | 101-0120-070-28 | 液体移送用ジャー、120ml  | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | 66.3×74.0              | 70mm   | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0120-01<br>蓋のみ 600-070-28 |
|   | 101-0180-070-20 | 液体移送用ジャー、180ml  | (2ヶ)外径1/8"チューブ用ポート | 66.8×94.0              | 70mm   | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0180-01<br>蓋のみ 600-070-20 |
|   | 101-0180-070-28 | 液体移送用ジャー、180ml  | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | 66.8×95.0              | 70mm   | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0180-01<br>蓋のみ 600-070-28 |
|   | 101-0180-053-20 | 液体移送用ジャー、180ml  | (2ヶ)外径1/8"チューブ用ポート | 50.5×152.0             | 53mm   | 68.95kPa(10PSI) | 容器のみ 100-0180-02<br>蓋のみ 600-053-20 |
|   | 101-0180-053-28 | 液体移送用ジャー、180ml  | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | 50.5×156.0             | 53mm   | 68.95kPa(10PSI) | 容器のみ 100-0180-02<br>蓋のみ 600-053-28 |
|   | 101-0240-070-20 | 液体移送用ジャー、240ml  | (2ヶ)外径1/8"チューブ用ポート | 66.8×115.0             | 70mm   | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0240-01<br>蓋のみ 600-070-20 |
|   | 101-0240-070-28 | 液体移送用ジャー、240ml  | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | 66.8×116.0             | 70mm   | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0240-01<br>蓋のみ 600-070-28 |
|   | 101-0300-089-20 | 液体移送用ジャー、300ml  | (2ヶ)外径1/8"チューブ用ポート | 85.6×96.0              | 89mm   | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0300-01<br>蓋のみ 600-089-20 |
|   | 101-0300-089-28 | 液体移送用ジャー、300ml  | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | 85.6×98.0              | 89mm   | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0300-01<br>蓋のみ 600-089-28 |
| C | 101-0350-110-20 | 液体移送用ジャー、350ml  | (2ヶ)外径1/8"チューブ用ポート | 106.9×82.0             | 110mm  | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0350-01<br>蓋のみ 600-110-20 |
|   | 101-0350-110-28 | 液体移送用ジャー、350ml  | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | 106.9×83.0             | 110mm  | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0350-01<br>蓋のみ 600-110-28 |
|   | 101-0500-089-20 | 液体移送用ジャー、500ml  | (2ヶ)外径1/8"チューブ用ポート | 85.6×139.0             | 89mm   | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0500-01<br>蓋のみ 600-089-20 |
|   | 101-0500-089-28 | 液体移送用ジャー、500ml  | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | 85.6×141.0             | 89mm   | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-0500-01<br>蓋のみ 600-089-28 |
|   | 101-1000-110-20 | 液体移送用ジャー、1000ml | (2ヶ)外径1/8"チューブ用ポート | 107.7×170.0            | 110mm  | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-1000-01<br>蓋のみ 600-110-20 |
|   | 101-1000-110-28 | 液体移送用ジャー、1000ml | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | 107.7×171.0            | 110mm  | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-1000-01<br>蓋のみ 600-110-28 |
| * | 101-2000-110-28 | 液体移送用ジャー、2000ml | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | 107.7×291.0            | 110mm  | 20.68kPa(3PSI)  | 容器のみ 100-2000-01<br>蓋のみ 600-110-28 |

注意:38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。  
容器のみ、蓋のみでのご購入も可能です。品番をご指定のうえご照会ください。  
\*印の製品は特注製品のため発注数量および価格は別途ご照会ください。

シールドジャー(密閉ジャー)



- すべてのシールドジャーにチューブ接続ポートが2ヶ付いています
- 10ml容器には標準フェールルナットが付いています
- 125ml以上の容器には、フェールルグリップスタイルナットが付いています

|   | 品番          | 品名                                           | ポート                | ポート位置       | 直径×長さ(mm)                      | 最大耐圧(38℃時)      |
|---|-------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| A | 102-0010-01 | シールドジャー、10ml                                 | (2ヶ)外径1/8"チューブ用ポート | (1ヶ)左・(1ヶ)右 | 25.9×77.7(ポート含む)               | 0.69MPa(100PSI) |
| B | 102-0125-01 | シールドジャー、125ml                                | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | (1ヶ)左・(1ヶ)右 | 50.0×128.5(ポート含む)              | 0.34MPa(50PSI)  |
|   | 102-0475-01 | シールドジャー、475ml                                | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | (2ヶ)上       | 85.1×115.6(ポート除く)              | 0.17MPa(25PSI)  |
| C | 102-1100-01 | シールドジャー、1100ml                               | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | (2ヶ)上       | 107.2×168.1(ポート除く)             | 0.17MPa(25PSI)  |
| D | 102-0475-03 | シールドジャー、475ml、<br>底部ドレンチューブ付(外径3/8"×長さ7/8")  | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | (2ヶ)上       | 85.1×115.6<br>(ポート・ドレンチューブ除く)  | 0.17MPa(25PSI)  |
|   | 102-1100-03 | シールドジャー、1100ml、<br>底部ドレンチューブ付(外径1/2"×長さ7/8") | (2ヶ)外径1/4"チューブ用ポート | (2ヶ)上       | 107.7×163.8<br>(ポート・ドレンチューブ除く) | 0.17MPa(25PSI)  |

注意:38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。



ジャー付属品(別売製品)

支持スクリーン

- PFA製支持スクリーンは溶液中の固形物の保持や、粗いフィルターとして使用します

|   | 品番       | 品名      | サイズ               | 適合容器                                      |
|---|----------|---------|-------------------|-------------------------------------------|
| E | 730-0046 | 凹状スクリーン | 直径44.5mm×高さ21.0mm | 100-0060-01<br>100-0090-01<br>100-0180-02 |
|   | 700-650  | スクリーン   | 直径82.5mm×厚さ3.5mm  | -                                         |
|   |          |         |                   |                                           |

