

C-フロー ネビュライザー


—— サビレックス社の高度な技術と開発能力を証明するサンプル導入システム ——

- 全てPFAで成型されています
 - ー 6mmの本体はどのエンドキャップ・スプレーチャンバーにも適合します
 - ー O-リング不要のエンドキャップも用意されています
 - 抜群の再現安定性
 - 真直ぐなキャピラリー
 - 自己吸引式またはポンプ式
- 一体成型の4mmガスポート
 - ご希望の長さの採取管も用意できます
 - ご希望により洗浄済ネビュライザーも用意できます
 - 標準採取管の末端6"が直線になっているタイプは、CETAC ASX-100オートサンプラーに使用可能です

A

B

品番	品名	採取容量	採取管長さ	摂取管部分
800-1-005-01-00	C-フローネビュライザー	50 μ l	700mm	外径1.6mm、標準採取
800-1-005-02-00	C-フローネビュライザー	50 μ l	700mm	I-ASブローブ付き
800-1-010-01-00	C-フローネビュライザー	100 μ l	700mm	外径1.6mm、標準採取
800-1-010-02-00	C-フローネビュライザー	100 μ l	700mm	I-ASブローブ付き
800-1-020-01-00	C-フローネビュライザー	200 μ l	700mm	外径1.6mm、標準採取
800-1-020-02-00	C-フローネビュライザー	200 μ l	700mm	I-ASブローブ付き



X-フロー ネビュライザー

- 全てPFAで成型されています
- 自己吸引式またはポンプ式
- 目詰まりの心配がありません
- O-リング不要の接続
- 抜群の再現安定性
- 互換性のある試料採取管
- ご希望により洗浄済ネビュライザーも用意できます

C

品番	品名	採取容量	メイキャップガス
810-1-010-00-00	X-フローネビュライザー	100 μ l	-
810-1-010-01-00	X-フローネビュライザー	100 μ l	外径4mmフィッティング
810-1-040-00-00	X-フローネビュライザー	400 μ l	-
810-1-040-01-00	X-フローネビュライザー	400 μ l	外径4mmフィッティング
810-1-100-00-00	X-フローネビュライザー	1ml	-
810-1-100-01-00	X-フローネビュライザー	1ml	外径4mmフィッティング



サンプル導入システム付属品(別売製品)

エンドキャップ

- O-リングなしに標準35mmスプレーチャンバーにも接続可能です

A

品番	品名	形状	メイキャップガスポート
830-010	エンドキャップ	35mmエンドキャップ、外径4mm・6mmチューブ接続用ナット付	あり(90°)
830-011	エンドキャップ	35mmエンドキャップ、外径4mm・6mmチューブ接続用ナット付	なし



スプレーチャンバーアダプター

- 47mmから35mmのスプレーチャンバー接続アダプターです

B

品番	品名	サイズ
830-020	スプレーチャンバーアダプター	47mm×35mm



チューブ

- 高純度アルゴンガスライン用に使用します

品番	品名	外径	内径	長さ
830-030	PTFE製チューブ	4mm	2.48mm	3.6m(12フィート)
830-031	PFA製チューブ	4mm	2.0mm	3.0m(10フィート)

継手

- ネビュライザーの組み立て用継手です

品番	品名
830-FP4M	フェルールキャップナット、外径4mmチューブ用ポート対応
750-SU4MN	ユニオン継手、外径4mmチューブ接続用
830-FN4M	フェルールナット、外径4mmチューブ用ポート対応
830-FN6M	フェルールナット、外径6mmチューブ用ポート対応
750-100525	アルゴンアダプター継手、外径4mmチューブ接続用

X-フロー採取管

- 採取レートの互換性があります

品番	品名	採取レート	外径	長さ
830-040	X-フロー採取管	100 μ l	1.6mm	700mm
830-041	X-フロー採取管	400 μ l	1.6mm	700mm
830-042	X-フロー採取管	1ml	1.6mm	700mm

下記不活性サンプル導入システムもお求めになれます。

- スプレーチャンバー
- インjekター

詳細についてはご照会ください。