

標準マイクロカラム

PFA製品。


イオン交換クロマトグラフィーに使用されます。

長くて細いキャピラリーは元素間の分離品質最適化をもたらします。

マイクロカラムはサビレックスの標準バイアルとストレートチュービングを利用して作成できます。

フリットは別売製品です。


	品番	容量	キャピラリーサイズ
A	220-002-015-032-15	2ml	内径1.5mm × 外径3.2mm × 長さ15cm
B	220-005-032-047-20	5ml	内径3.2mm × 外径4.7mm × 長さ20cm
C	220-006-024-040-15	6ml	内径2.4mm × 外径4.0mm × 長さ15cm
D	220-015-040-063-20	15ml	内径4.0mm × 外径6.3mm × 長さ20cm
E	220-030-064-096-25	30ml	内径6.4mm × 外径9.6mm × 長さ25cm
F	220-030-147-173-12	30ml	内径14.7mm × 外径17.3mm × 長さ12cm



マイクロカラム付属品

フリットPTFE製

	品番	品名及びサイズ	厚さ
G	730-0015	フリット、径1.5mm、30ミクロン	2.5mm
H	730-0024	フリット、径2.4mm、30ミクロン	2.5mm
I	730-0032	フリット、径3.2mm、30ミクロン	2.5mm
J	730-0040	フリット、径4.0mm、30ミクロン	2.5mm
K	730-0064	フリット、径6.4mm、30ミクロン	8.4mm
	730-0147	フリット、径14.7mm、30ミクロン	1.6mm



マイクロカラムの蓋は49～52ページに記載されています。